

2018年5月吉日

お得意様各位

〒452-0805  
 名古屋市西区市場木町390番地  
 ミュキビジネスパーク四号館  
 株式会社メニワン  
 TEL:052-325-3823/FAX:052-325-3843

メニワン眼内レンズ メニワンMシリーズ販売開始のご案内

拝啓 貴院ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

さて、長らくご愛用いただいております、ボシュロム社 (Acrivet) 80Vシリーズを終売させていただき、新たに an-vision 社の眼内レンズ (MD8シリーズ) を発売させていただくこととなりました。

尚、規格、素材、価格、挿入方法、後面シャープエッジ加工等は従来の80Vシリーズと同じです。急なご案内となり誠に申し訳ございませんが、詳細等は弊社営業担当までお問合せ下さい。

今後とも、弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 商品名    メニワンM (MD8シリーズ)

2. タイプ    (詳細図面は別紙添付致します)

| タイプ    | 度数     | 光学部径  | 全長     |
|--------|--------|-------|--------|
| MD8-12 | +41.0D | 6.5mm | 12.0mm |
| MD8-13 |        |       | 13.0mm |
| MD8-14 |        |       | 14.0mm |


3. 標準価格   35,000円

4. 発売日    80Vシリーズの在庫なくなり次第順次切替となります。

以上

<添付資料>

MD8-13 図面



※レンズの表裏は、4ヶ所あるポジショニングホールの凸部（くびれ）で分かるようになっております（赤丸で表示）。

上図のように、右上・左下に凸部（くびれ）がある場合、表面となります。

また、右断面図のように全周後面エッジ加工を施してあります（青丸で表示）。